



持続性防菌・防ウイルス成分 **Etak** が、長時間持続して菌・ウイルスをブロック! 店舗まるごとウイルス封印

歯科医でもある、
広島大学大学院医系科学研究科
二川浩樹教授が開発した **Etak** は
障害のため歯磨きが行えない患者に対して
口腔内に使える除菌剤を開発完成させた
もので、多くの医療現場施設で感染対策に
使用されています。
多くのものの表面を除菌すると同時に
表面に除菌剤が固定化されるので、
防菌・防ウイルス効果が長期持続します。



No.1022
Etak in フルプロテクション ZERO(4L)

※本商品はアルコールを含有していますので、口腔内には
使用しないでください。
※希釈せず、お手持ちのスプレー容器に詰替えてください。

眼鏡店様向け商品です。一般消費者様向けへの販売は
できません。アルコールを含有しておりますので眼鏡
フレーム及びレンズには使用できません。

オプション
No.1022-A
詰替用スプレー容器のみ
(250ml入ります
目安は270プッシュ分)



一般的な除菌剤との違い				
商品名	Etak in フルプロテクションZERO	二酸化塩素	消毒用エタノール(アルコール約80%)	次亜塩素酸ナトリウム
主な成分	Etak(持続性防菌成分)エタノール			
速乾性	○	—	◎	—
即効性	◎	◎	◎	◎
持続性(抗菌力)	◎	△	—	△
におい	アルコール臭→無臭	わずかに塩素臭	強いアルコール臭→無臭	塩素臭→徐々に薄まる
漂白作用	無し	やや有り	無し	有り
安全性(人体に対して)	◎	—	○	—

特許取得

長時間持続

菌による
においを抑える

安全性試験
評価済み

漂白作用無し